



SALVIETTA PULITORE PELLE (150 STRAPPI)



DESCRIZIONE

150 salviette monouso imbevute di un fresco e delicato pulitore a base acquosa. Rimuove lo sporco più comune lasciando una mano piacevole e rinnovata. Ideale per articoli in pelle di ogni colore, può essere usata su tutti i tipi di pelle (eccetto Nubuck e scamosciati). Una salvietta è sufficiente per 2 m² di superficie.

PRE TEST

Inumidire un panno bianco soffice con acqua. Strofinare leggermente la pelle e verificare se il colore si trasferisce sul panno. Se il colore viene rimosso con acqua, è certo che qualsiasi prodotto lo rimuoverà, quindi non usare le salviette Clean & Renew e contattare uno specialista. Altrimenti, ripetere la prova con la salvietta Clean & Renew in un'area nascosta. Se dopo l'asciugatura il risultato non soddisfa, non procedere con l'applicazione.

MODALITA' D'USO

Estrarre una salvietta e applicare il prodotto con movimenti leggeri e circolari. Non strofinare aggressivamente. Lasciare asciugare all'aria.

CURA DI ROUTINE

La salvietta Clean & Renew, insieme alla salvietta Protettivo per Pelli, appartiene ad un sistema di cura della pelle che migliora la sua efficacia se usato regolarmente. Per le parti maggiormente utilizzate è consigliata una pulizia e una protezione almeno ogni 2 mesi. Per tutte le altre parti, è sufficiente effettuare il ciclo di cura 2-3 volte l'anno.

PRECAUZIONI D'USO

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi o con la pelle. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. Lavarsi le mani dopo l'uso. EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; massa di reazione di isotiazolinoni. Può provocare una reazione allergica. Contiene (Reg. CE N. 648/2004): inferiore al 5% di tensioattivi non ionici. Conservanti: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Bronopol. Profumo. Prodotto contenente biocidi. Principio attivo: C(M)IT/MIT (3:1).



LEATHER CLEAN AND RENEW(150 WIPES)



DESCRIPTION

150 disposable wipes soaked in a fresh and delicate water-based cleaner. Removes the most common dirt, leaving a pleasant and renewed feel. Ideal for leather items of any color, it can be used on all types of leather (except Nubuck and suede). One wipe is sufficient for 2 m² of surface.

PRE-TEST

Dampen a soft white cloth with water. Gently rub the leather and check if the color transfers to the cloth. If the color is removed with water, it is certain that any product will remove it, so do not use the Clean & Renew wipes and contact a specialist. Otherwise, repeat the test with the Clean & Renew wipe in a hidden area. If the result is not satisfactory after drying, do not proceed with the application.

DIRECTIONS

Extract a wipe and apply the product with light and circular movements. Do not rub aggressively. Allow to air dry.

ROUTINE CARE

The Clean & Renew wipe, together with the Leather Protective wipe, belongs to a leather care system that improves its effectiveness if used regularly. For the most used parts, cleaning and protection are recommended at least every 2 months. For all other parts, it is sufficient to perform the care cycle 2-3 times a year.

PRECAUTION FOR USE

Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes or skin. In case of contact, rinse thoroughly with water. Do not ingest. Wash hands after use.

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; reaction mass of isothiazolinones. May cause an allergic reaction. Contains (Reg. EC No. 648/2004): less than 5% non-ionic surfactants. Preservatives: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Bronopol. Fragrance. Product containing biocides. Active ingredient: C(M)IT/MIT (3:1).